

Rollator-Checkliste für die Außennutzung



Seit auch Discounter Billig-Rollatoren aus Asien anbieten, ist das Angebot an unterschiedlichen Modellen enorm gewachsen. Allerdings ist billig nicht immer gut und eine fundierte Entscheidung ohne Beratung kaum möglich.

Unser Tipp für den Kauf eines Rollators

Lassen Sie sich im Sanitätsfachhandel beraten und nennen Sie den Beratern die Ausstattungsmerkmale, auf die Sie besonderen Wert legen. Die folgenden Qualitätsmerkmale helfen Ihnen, die Ihnen angebotenen Modelle zu bewerten.

Rollatoren-Versicherung – Schutz vor Diebstahl und Vandalismus

Immer häufiger werden Rollatoren gestohlen oder mutwillig beschädigt. Jedoch können Rollatoren im Unterschied zu Fahrrädern im Rahmen der Hausratversicherung nicht gegen das Risiko des einfachen Diebstahls mitversichert werden. Sie sind nur versichert, wenn sie im Rahmen eines Einbruchs aus der Wohnung gestohlen werden.

Sind sie hingegen im Hausflur, vor einem Geschäft oder einer Arztpraxis abgestellt, zahlt die Versicherung bei Diebstahl oder Vandalismus nicht. Erkundigen Sie sich beim Kauf eines Rollators nach einer solchen Premium-rollatoren-Versicherung, die Sie im Sanitätsfachhandel abschließen können.

Sicherheitscheck und Rollatorführerschein

Lassen Sie während des „Rollortages“ die Sicherheit und den technischen Zustand Ihres Rollators kostenlos überprüfen. Nach der Prüfung erhalten Sie ein Checkheft, in der die Verkehrssicherheit Ihres Rollators dokumentiert wird. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den besseren und sicheren Umgang mit Ihrem Rollator zu lernen. Sie werden in das korrekte Gehen und Stehen mit Ihrem Rollator eingewiesen.

Weitere Informationen und Termine finden Sie unter www.rollortag.de



Bestehen Sie beim Kauf in jedem Fall auf eine „Probefahrt“, bei der Sie den/die angebotenen Rollator(en) im Gebäude und auf der Straße testen können. Idealerweise gehen Sie über verschiedene Flächen wie Asphalt, Kopfsteinpflaster und unbefestigte Wege.



Ausstattungsempfehlungen bei Außennutzung eines Rollators

Anspruch	Qualitätsmerkmale
<p><i>Ich plane mit meinem Rollator Touren im Grünen und in der Stadt, in der es viel Kopfsteinpflaster gibt.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilität – leichter Rahmen aus Aluminium, rostfrei • Dämpfung – empfohlene Mindestgröße des Vorderrads: 22 cm, weiches Vorderrad zur Dämpfung • Griffe – weiche und ergonomisch geformte Griffe, Kombination aus Griff- und Stützfunktion für das Daumengrundgelenk • Fahreigenschaften – sicherer Geradeauslauf, mehr Beinfreiheit für einen sportlicheren Gang • Flüssigkeitsaufnahme – Getränkehalter für ausreichende Flüssigkeitsaufnahme (Zubehör) • Ankipphilfe beidseitig an den Hinterrädern – sicheres Überwinden von Schwellen, Bürgersteigen
<p><i>Ich möchte meinen Rollator für Einkäufe nutzen.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einkaufskorb/Tasche – verschließbar und abnehmbar, extragroßes Volumen, Belastbarkeit: 15 kg • Gewicht – Idealgewicht liegt bei 9 kg
<p><i>Ich möchte geschützt und wetterunabhängig mit meinem Rollator unterwegs sein.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzgelegenheit – extrabreiter und in der Höhe wählbarer Sitz zum Ausruhen, sicherer Halt durch gepolsterten, dem Körper anpassbaren Rückengurt (Zubehör), wärmereflektierendes Kissen (Zubehör) • Schirm – Schutz vor Regen und Sonne • Kalte Tage – spezielle Handschuhe halten Ihre Hände warm und erleichtern Ihnen das Festhalten
<p><i>Ich werde mit meinem Rollator auch im Dunkeln und alleine unterwegs sein.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sichtbarkeit – Licht mit Dämmerungssensor (Zubehör) • Sturzalarm – optisches und akustisches Alarmsignal beim Umkippen mit dem Rollator (Zubehör)